

## Information till dig som fått en slemsug som förskrivet hjälpmedel

Detta hjälpmedel är ett lån och tillhör Sodexo Hjälpmedelsservice. Vi garanterar att hjälpmedlet är ordentligt genomgången vid leverans och håller god standard.

**OBS!** För att garantera att slemsugen fortsättningsvis fungerar behöver hygienföreskrifter i bruksanvisningen samt nedanstående föreskrifter noga följas.

Följande modeller förekommer i sortimentet.	Patientslang/sugslang ska bytas vid frekvent användning enligt nedan.  Observera att slangen ska spolas igenom efter varje sugning.	Filter/ventilmembran ska bytas vid frekvent användning enligt nedan.
 <p><b>Clario</b></p>	Sugslang 2 ggr/månad eller oftare vid behov. Artikel 30317	Filter finns ej på denna modell.  Ventilmembran 1 ggr/ år. Artikel 30318
 <p><b>Vario</b></p>	Sugslang 2 ggr/månad eller oftare vid behov. Artikel 30317  Vacumslang 1 ggr / år. Artikel 23236	Filter 1 ggr/vecka eller oftare vid behov. Artikel 21052
 <p><b>Laerdal</b></p>	Sugslang 2ggr/månad eller oftare vid behov. Artikel 38235 (slang) och 38236 (munstycke)	Aerosolfilter med vacumslang 1ggr/ månad eller oftare vid behov. Artikel 38234

### Kostnad:

Slangar, ventilmembran och filter är tillbehör som tillhandahålls kostnadsfritt.

### För beställning:

Vid behov av nya tillbehör kontakta din förskrivare. Vid akuta behov kontakta Sodexo Hjälpmedelsservice telefon 013-27 78 00.